

**Sistema di filtri senza siringa Clariste****Sartorius**

Sistema di filtri senza siringa Claristep®. Sartorius ha sviluppato un sistema di filtrazione lineare e di semplice utilizzo. Il sistema manuale Claristep® Filtration System offre un modo per chiarificare i tuoi campioni prima dell'analisi.

- Si processano simultaneamente fino a 8 campioni
- Non sono richieste siringhe
- Nessuna necessità di una sorgente di vuoto o di un alimentatore
- Per un range di basso volume di campione da 60 a 600 µl
- Volume di hold-up < 30 µl
- Adatto per tutte le provette 12 x 32 mm

La fornitura include:

Claristep® Station che consiste in una base, un coperchio e un vassoio intercambiabile



Code	Description	Packaging
LLG06283802	Sistema di filtri senza siringa Claristep, vassoio singolo (di ricambio)	1 pz.
LLG06283801	Sistema di filtri senza siringa Claristep, stazione completa	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

