

**Guanti monouso Classic, lattice, senza polvere****LLG Labware**

Guanti monouso Classic, lattice, senza polvere. Il guanto ideale per tutte le applicazioni che richiedono una elevata sensibilità tattile. Amico della pelle. Lunga durata grazie alla speciale formulazione. Cat. III per rischi complessi. AQL 1.5. Conforme ASTM 1671 (ISO 16604) per protezione contro la penetrazione virale. Conforme alla norma EN 420. Adatto per la manipolazione degli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG09006385	Guanti Classic in lattice senza polvere taglia L	100 pz
LLG09006384	Guanti Classic in lattice senza polvere taglia M	100 pz
LLG09006383	Guanti Classic in lattice senza polvere taglia S	100 pz
LLG09006386	Guanti Classic in lattice senza polvere taglia XL	90 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

