

**Filtri a siringa SPHEROS, Acetato di Cellulosa****LLG Labware**

Filtri a siringa SPHEROS, acetato di cellulosa. Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in laboratori di HPLC, farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande.

- Robusto alloggiamento in polipropilene
- Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip
- Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer
- Sterili o non sterili
- I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici

Membrana idrofila per la filtrazione di liquidi acquosi. Bassa capacità legante verso le proteine. Particolarmente adatti per macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri idrosolubili. Con ingresso Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio. Prodotti sterili confezionati individualmente in blister rigido e scatola dispenser.



Code	Description	Packaging
LLG06272802	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 13 mm, pori 0,22 µm, rosso, non sterile	100 pz.
LLG06272803	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, rosso, non sterile	100 pz.
LLG06272806	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 13 mm, pori 0,22 µm, rosso, Sterile	100 pz.
LLG06272807	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, rosso, Sterile	100 pz.
LLG04668145	Filtri siringa SPHEROS, Acetato Cellulosa, Ø Filtro 25 mm, 0,22 µm, rosso	500 pz
LLG04668146	Filtri siringa SPHEROS, CA, Ø 25mm, pori 0,45 µm, rosso, non sterile	500 pezzi
LLG06272804	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 25 mm, pori 0,22 µm, rosso, non sterile	50 pz.
LLG06272805	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, rosso, non sterile	50 pz.
LLG06272808	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 25 mm, pori 0,22 µm, rosso, Sterile	45 pz.
LLG06272809	Filtri a siringa SPHEROS, CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, rosso, Sterile	45 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

