

**Filtri a siringa SPHEROS, Nylon****LLG Labware**

Filtri a siringa SPHEROS, Nylon. Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in laboratori di HPLC, farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande.

- Robusto alloggiamento in polipropilene
 - Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip
 - Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer
 - Sterili o non sterili
 - I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici
- Membrana idrofila per filtrazione di liquidi acquosi e organico/acquosi mediamente polari. Resistenza chimica ottima verso esteri, soluzioni alcaline ed alcoli. Con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip



Code	Description	Packaging
LLG06272810	Filtri a siringa SPHEROS, Nylon, Ø 13 mm, pori 0,22 µm, rosa, non sterile	100 pz.
LLG06272811	Filtri a siringa SPHEROS, Nylon, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, rosa, non sterile	100 pz.
LLG04668147	Filtri siringa SPHEROS, Nylon, Ø Filtro 25 mm, 0,22 µm, rosa	500 pz
LLG04668148	Filtri a siringa SPHEROS, Nylon, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, Alloggiamento PP, rosa, non sterile	500 pz
LLG06272812	Filtri a siringa SPHEROS, Nylon, Ø 25 mm, pori 0,22 µm, rosa, non sterile	50 pz.
LLG06272813	Filtri a siringa SPHEROS, Nylon, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, rosa, non sterile	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

