

**Filtri Siringa SPHEROS, PTFE****LLG Labware**

Filtri Siringa SPHEROS, PTFE Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in laboratori di HPLC, farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande.

- Robusto alloggiamento in polipropilene
  - Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip
  - Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer
  - Sterili o non sterili
  - I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici
- Membrana idrofobica per la filtrazione di liquidi e gas non polari. Ottima resistenza chimica a tutti i tipi di solventi e soluzioni alcaline. Con ingresso Luer-Lock femmina e presa Luer-Slip maschio.



Code	Description	Packaging
LLG06272816	Filtri Siringa SPHEROS, PTFE, Ø13mm, pori 0,22 µm, Alloggiamento PP, bianco	100 pz.
LLG06272817	Filtri Siringa SPHEROS, PTFE, Ø13mm, pori 0,45 µm, Alloggiamento PP, bianco	100 pz.
LLG04668149	Filtri siringa SPHEROS, PTFE, Ø Filtro 25 mm, 0,22 µm, bianco	500 pz
LLG04668150	Filtri siringa SPHEROS, PTFE, Ø Filtro 25 mm, 0,45 µm, bianco	500 pz
LLG06272818	Filtri Siringa SPHEROS, PTFE, Ø25mm, pori 0,22 µm, Alloggiamento PP, bianco	50 pz.
LLG06272819	Filtri Siringa SPHEROS, PTFE, Ø25mm, pori 0,45 µm, Alloggiamento PP, bianco	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

