




Testate a singolo canale per unità motorre per pompe peristaltiche BVP-Standard (-Process) e MCP-Standard (-Process)

Ismatec

Testate a singolo canale per unità motorre per pompe peristaltiche BVP-Standard (-Process) e MCP-Standard (-Process). Per tubi con spessore massimo pareti: 1.6mm



Code	Description	Packaging
LLG09828371	Testata mod. 360, portata 0,072-530 ml/min, canali 1, rulli 3	1 pz.
LLG09828373	Testata mod. 380 AD**, portata 0,41-3600 ml/min, canali 1, rulli 3	1 pz.
LLG09828372	Testata mod. 380, portata 0,44-2800 ml/min, canali 1, rulli 3	1 pz.
LLG09828521	Testata mod. Pro 380, portata 0,45-3400 ml/min, canali 1, rulli 3	1 pz.
LLG09828520	Testata mod. Pro 280, portata 0,49-3700 ml/min, canali 1, rulli 2	1 pz.
LLG09828396	Testata mod. Pro 381*, portata 3,3-2900 ml/min, canali 1, rulli 3	1 pz.
LLG09828394	Testata mod. Pro 281*, portata 3,6-3100 ml/min, canali 1, rulli 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

