

**Tavolino riscaldante, sistema Kofler****Wagner & Munz****Tavolino riscaldante, sistema Kofler**

Estremamente facile da usare. Possibilità di osservare contemporaneamente diverse caratteristiche del campione. Aumento della temperatura ad andamento lineare. Rapida identificazione delle sostanze organiche. Set sostanze di calibrazione e di test incluse. Marchio CE.

Dimensioni (LxPxH): 430 x 100 x 140mm

Intervallo temperatura: da +50 a +260 °C



Code	Description	Packaging
LLG09830160	Tavolino riscaldante, sistema Kofler	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

