

**Mantello riscaldante per palloni****SAF Wärmetechnik**

Mantelli riscaldanti per palloni. Struttura in metallo rivestito in plastica. Per temperature fino a 450°C. Controllo della temperatura integrato. Camera di riscaldamento in acciaio inox resistente alla corrosione.



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06310317 | Mantello riscaldante KM-MEB, Pallone 250ml Ø85mm, 150W, Zone Riscaldanti 2 | 1 pz.     |
| LLG06310319 | Mantello riscaldante KM-MEB Pallone 1000ml Ø131mm 300W Zone Riscaldanti 2  | 1 pz.     |
| LLG06310318 | Mantello riscaldante KM-MEB Pallone 500ml Ø105mm 200W Zone Riscaldanti 2   | 1 pz.     |
| LLG06310320 | Mantello riscaldante KM-MEB Pallone 2000ml Ø16mm 500W Zone Riscaldanti 2   | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

