

**Cucchiaino per campionamento, in PS, sterile****Bel-Art Products****Cucchiaino per campionamento, in PS, sterile**

Bianco. Il lungo manico riduce il rischio di contatto diretto con la superficie campionata.

- Confezione singola
- Sterilizzato a raggi gamma
- Adatto all'uso con alimenti
- Lotto stampato per accurato tracciamento
- Con certificato di sterilizzazione.



Code	Description	Packaging
LLG04675631	Cucchiaino, Capacità 1,25 ml, Colore bianco	200 pz
LLG04675632	Cucchiaino, Capacità 2,46 ml, Colore bianco	200 pz
LLG04675633	Cucchiaino, Capacità 4,93 ml, Colore bianco	200 pz
LLG04675634	Cucchiaino, Capacità 14,79 ml, Colore bianco	200 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

