



Accessori per agitatore universale SM 30

Accessori per agitatore universale SM 30. Combifix SM A. Supporto universale a 5 cursori per fissaggio di vari contenitori con base piana. Combifix SM B. Sistema di supporto a 4 cursori per fissaggio sicuro di contenitori piani o alti. Combifix SM C. Sistema di supporto per imbuto separatori. Vassoio forato SM. Per il completamento con fermagli a molla o portaprovette. Telaio per sovrapposizione di 2 piani SM. Con 2 vassoi per fermagli a molla o per accogliere supporti Combifix SM.



Code	Description	Packaging
LLG09838211	Telaio di sovrapposizione SM a 2 piani (senza piattaforma)	1 pz.
LLG09838470	Cappa di incubazione TH 30	1 pz.
LLG06255238	Set di montaggio per vassoio universale o piattaforma scorrevole	1 pz.
LLG09838201	Sistema rack Combifix SM, Set A	1 pz.
LLG09838205	Sistema rack Combifix SM, Set B	1 pz.
LLG09838208	Sistema rack Combifix SM, Set C	1 pz.
LLG06231576	Piattaforma scorrevole per telaio superiore con Combifix SM, Set A	1 pz.
LLG06285190	Piattaforma scorrevole per telaio superiore con Combifix SM, Set B	1 pz.
LLG06285191	Piattaforma scorrevole per telaio superiore con Combifix SM, Set C	1 pz.
LLG09838210	Vassoio universale SM (senza fermagli a molla)	1 pz.

