

**Mulino a disco DM 200****Retsch**

Mulino a disco DM 200. Mulino utilizzato per la prefrantumazione o frantumazione sottile discontinua di solidi di media durezza e molli destinata alla preparazione di campioni per analisi. L'ampiezza dell'intercapedine tra i dischi di macinazione (fornibili in 4 diversi materiali), può essere regolata in continuo e controllata durante il funzionamento tramite un'apertura d'ispezione.

**Specifiche:**

- Dimensione di alimentazione: fino a 20 mm.
- Dimensioni finali: fino a circa 0,1 mm.
- Produzione oraria/carica: fino a 2,5 L/ 150 kg/h
- Dimensioni ( L x P x H) 440 x 400 x 870 mm
- Peso 140 kg netto
- Alimentazione 3x400V/50-60 Hz.

**Il Mulino DM 200 è fornito senza set di macinazione, da ordinare separatamente.**



Code	Description	Packaging
LLG09739030	Mulino a croce SK 100 C	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

