

**Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix****BRAND****Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix**

Il Dispensatore per bottiglia Dispensette® S rende il dosaggio di un liquido facile e sicuro.

- Nuovo tubo di scarico, con e senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - tenuta perfetta senza anelli di tenuta supplementari
- Sfiato veloce attraverso una aerodinamica migliorata
- Forza minima necessaria per il funzionamento - in particolare con i dispositivi ad alto volume
- Fissaggio sicuro del volume con cursore analogico
- Dispensatore da 1 ml - disponibile in versione digitale e analogica
- Autoclavabile (121 ° C)
- Facile da calibrare e regolare al fine di conformarsi alla norma ISO 9001 e alle linee guida GLP
- Facile da smontare per la pulizia
- Valvola di scarico e riempimento estraibile con bulbo di sicurezza (si chiude quando il tubo di scarico non è montato)
- Per consentire all'etichetta del flacone di trovarsi frontalmente rispetto all'utilizzatore, il blocco valvola può essere ruotato di 360 °
- Tubo di riempimento telescopico che si adatta facilmente alle diverse dimensioni delle bottiglie
- Marcatura DE-M
- Visualizzazione analogica del volume
- Volume di dosaggio rapidamente regolabile

**La fornitura include:**

Dispensatore per bottiglia Dispensette® S, marcato DE-M e con certificato delle prestazioni, tubo telescopico di riempimento, valvola di ricircolo (opzionale), attrezzo per montaggio e adattatori in PP.

Codice colore rosso (vedi applicazioni Dispensette® S Analog). Altri volumi fissi sono disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09284394	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 1 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284395	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 1 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284396	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 2 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284397	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 2 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284398	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 5 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284399	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 5 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284402	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284456	Dispensatore per bottiglia Dispensette® S Fix, Volume 10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 ($\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

