



## Carrello per trasporto, acciaio inossidabile

### Carrello per trasporto, acciaio inossidabile

Carrello di trasporto in acciaio inossidabile. Costruzione robusta composta da due maniglioni tubolari in acciaio, Ø 25 mm con ripiani saldati imbutiti con flangia perimetrale elevata tra di loro. I ripiani sono smussati di 35 mm dappertutto, con un ritorno di sicurezza piatto all'interno. Telaio antistatico con 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 con freno. Il massiccio paraurti in plastica protegge dai danni.

#### Caratteristiche

**Carico max. per ripiano: 40 kg**

**Dimensioni ripiano: 800 x 500 mm**

**Dimensioni esterne (L x P x H): 895 x 595 x 950 mm**



Code	Description	Packaging
LLG06290737	Carrello per trasporto, acciaio inossidabile, 3 ripiani, cassa in acciaio inossidabile, 4 ruote, Capacità di carico 120 kg	1 pz
LLG06291558	Carrello per trasporto, 2 ripiani, cassa in acciaio inossidabile, 4 ruote, Capacità di carico 80 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

