

**Pipettatore accu-jet® S****BRAND****Pipettatore accu-jet® S**

Per pipettaggio preciso di volumi grandi e piccoli. La velocità del motore regolabile consente di alternare tra flusso libero e rapido sfiato del liquido.

- Utilizzo con una sola mano
- Per pipette in vetro e plastica da 0.1 a 200 ml
- Regolazione precisa del volume
- Stand-by automatico
- Sistema di valvole per lo scarico dei vapori liquidi
- Filtro a membrana e valvola di sicurezza per la protezione contro la penetrazione del fluido
- Motore robusto e potente per tempi di riempimento rapidi (25 ml in 3 secondi)
- 8 ore di pipettaggio continuo con una pipetta da 10 ml senza ricarica
- Indicatore di carica della batteria a due colori
- Manutenzione semplificata

Benefici ambientali:

Imballaggio sostenibile: cartone con circa il 90% di contenuto riciclato

Energie rinnovabili: Produzione utilizzando energia 100% ecologica da centrali idroelettriche certificate ed energia prodotta in loco come surplus da un impianto di cogenerazione

La fornitura include:

Pipettatore accu-jet® S, batteria al nichel-metallo idruro, adattatore universale (100 - 240 V, 50/60 Hz), supporto a parete, 2 filtri a membrana sterili di ricambio (0,2 µm)



Code	Description	Packaging
LLG04682331	Pipettatore accu-jet® S, Colore antracite, con adattatore universale AC	1 pz
LLG04682332	Pipettatore accu-jet® S, Colore ciliegia, con adattatore universale AC	1 pz
LLG04682333	Pipettatore accu-jet® S, Colore petrolio, con adattatore universale AC	1 pz
LLG04682334	Pipettatore accu-jet® S, Colore ametista, con adattatore universale AC	1 pz
LLG09281070	Pipettatore accu-jet® S, Colore ciliegia, con adattatore universale AC	1 pz
LLG09281071	Pipettatore accu-jet® S, Colore petrolio, con adattatore universale AC	1 pz
LLG09281072	Pipettatore accu-jet® S, Colore ametista, con adattatore universale AC	1 pz
LLG09281073	Pipettatore accu-jet® S, Colore antracite, con adattatore universale AC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

