

**Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S****BRAND****Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S**

Il Dispensatore per bottiglia Dispensette® S rende il dosaggio di un liquido facile e sicuro.

- Nuovo tubo di scarico, con e senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - tenuta perfetta senza anelli di tenuta supplementari
- Sfiato veloce attraverso una aerodinamica migliorata
- Forza minima necessaria per il funzionamento - in particolare con i dispositivi ad alto volume
- Fissaggio sicuro del volume con cursore analogico
- Dispensatore da 1 ml - disponibile in versione digitale e analogica
- Autoclavabile (121 ° C)
- Facile da calibrare e regolare al fine di conformarsi alla norma ISO 9001 e alle linee guida GLP
- Facile da smontare per la pulizia
- Valvola di scarico e riempimento estraibile con bulbo di sicurezza (si chiude quando il tubo di scarico non è montato)
- Per consentire all'etichetta del flacone di trovarsi frontalmente rispetto all'utilizzatore, il blocco valvola può essere ruotato di 360 °
- Tubo di riempimento telescopico che si adatta facilmente alle diverse dimensioni delle bottiglie
- Marcatura DE-M
- Visualizzazione analogica del volume
- Volume di dosaggio rapidamente regolabile

**La fornitura include:**

Dispensatore per bottiglia Dispensette® S, marcato DE-M e con certificato delle prestazioni, tubo telescopico di riempimento, valvola di ricircolo (opzionale), attrezzo per montaggio e adattatori in PP.

Codice colore rosso. Ampia gamma di applicazioni, ideale per l'erogazione di reagenti aggressivi, ad esempio, acidi e basi concentrati come H₃PO₄, H₂SO₄ (tranne HCl, HNO₃ e HF), soluzioni saline e vari solventi organici.



Code	Description	Packaging
LLG09284380	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,1 - 1 ml, Grad. 0,02 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,2 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284381	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,1 - 1 ml, Grad. 0,02 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,2 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284384	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,5 - 5 ml, Grad. 0,10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284385	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,5 - 5 ml, Grad. 0,10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284386	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,20 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284387	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,20 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284388	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,50 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284389	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,50 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284390	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 5 - 50 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09284391	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 5 - 50 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284392	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 10 - 100 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284393	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 10 - 100 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284459	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,05 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione	1 pz
LLG09284462	Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,05 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 (CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

