



## Orologio da muro radio-controllato

Orologio da muro radio-controllato - orologio ad alta precisione radio-controllato - display analogico con lancetta dei secondi - indicazione digitale della data - largo quadrante - ideale per la casa, l'ufficio, la sala di aspetto o di ricevimento e come regalo - Ø 300 mm - completo di batterie da 1,5 V AA.



| Code        | Description                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| LLG09851019 | Orologio da parete radio controllato | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

