



Orologio da muro radio-controllato

Orologio da muro radio-controllato - orologio ad alta precisione radio-controllato - display analogico con lancetta dei secondi - indicazione digitale della data - largo quadrante - ideale per la casa, l'ufficio, la sala di aspetto o di ricevimento e come regalo - Ø 300 mm - completo di batterie da 1,5 V AA.



Code	Description	Packaging
LLG09851019	Orologio da parete radio controllato	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

