



Provette di stoccaggio Matrix con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili

Provette di stoccaggio Matrix con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili. Per stoccaggio in fase gassosa di azoto liquido.



Code	Description	Packaging
LLG04658416	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Blu chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658417	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Grigio chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658418	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Porpora chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658419	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Rosso chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658420	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Bianco chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658425	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 0.5 ml, Giallo chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658402	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Blu chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658403	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Grigio chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658404	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Porpora chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658405	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Rosso chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658407	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Giallo chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.
LLG04658406	Provette di stoccaggio Matrix™ con codice a barre 2D e tappo a vite colorato, sterili, 1.0 ml, Bianco chiusura, In rack con codice a barre, 5 racks da 96	480 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

