

**Camere climatiche con illuminazione, serie KBW, KBWF****BINDER**

Camere climatiche con illuminazione, serie KBW, KBWF. Condizioni di luce omogenee con temperatura ed umidità costanti per le camere climatiche BINDER con illuminazione. Il sistema di umidificazione, le alte prestazioni di raffreddamento e la distribuzione uniforme della luce, assicurano ottime condizioni di crescita.

- Distribuzione omogenea della luce
- Condizioni naturali di crescita
- KBWF: temperatura, umidità e luce in una sola unità

Serie KBW: risponde a tutte le richieste di condizioni ottimali di luce e temperatura per processi definiti in modo preciso

Serie KBWF: la perfetta combinazione di caldo o freddo, umidità e luce in una camera sola.

Le BINDER KBWF.

Dotazioni:

- Camera di preriscaldamento controllata elettronicamente APT.line™ con sistema di raffreddamento
- 2 cassette di illuminazione a posizione variabile (KBF P)
- Range temperatura da 0°C a 70°C (senza umidità e illuminazione)
- Range umidità da 10% a 80% RH (senza illuminazione)
- Controller MCS con 25 programmi memorizzabili da 100 selezioni cadauno per un massimo di 500 segmenti programma, per programmare cicli giorno/notte
- Registratore elettronico a carta integrato
- Umidificazione e deumidificazione controllate elettronicamente con sensore di umidità capacitivo
- Dispositivo di sicurezza indipendente classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
- Foro di accesso diam. 30 mm, lato sinistro
- Interfaccia Ethernet per software di comunicazione APT-COM™ DataControlSystem



Code	Description	Packaging
LLG09883574	Camere climatiche c/illum. KBW 698 L int.970x576x1270mm est.1255x887x1925mm	1 pz.
LLG09883576	Camere climatiche c/illum.KBWF 720 L int.973x576x1250mm est.1255x890x1925mm	1 pz.
LLG09883573	Camere climatiche c/illum. KBW 247 L int.650x485x785mm est.925x800x1460mm	1 pz.
LLG09883535	Camere climatiche c/illum. KBW 400 L int.650x485x1270mm est.925x800x1945mm	1 pz.
LLG09883575	Camere climatiche c/illum. KBWF 247 L int.650x485x785mm est.930x800x1460mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

