

**Vetrini coprioggetto circolari****Epredia**

Vetrini coprioggetto circolari. In vetro chiaro bianco. Vetro esente da imperfezioni. Taglio netto. Diametri come indicato in tabella. Altre dimensioni e spessori sono disponibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06080195	Vetrini coprioggetto circolari, Diam. 25 mm, Spessore 0,13-0,16 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz
LLG07607326	Vetrini coprioggetto circolari, diam. 5 mm, spessore 0,13-0,16 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz
LLG09161061	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 15 mm	100 pz
LLG09161062	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 18 mm	100 pz
LLG09161063	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 10 mm	100 pz
LLG09161064	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 12 mm	100 pz
LLG09161065	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 13 mm	100 pz
LLG09161066	Vetrino, coprioggetto, circolare Ø 14 mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

