



Palloni di distillazione secondo Engler, DURAN

Palloni di distillazione secondo Engler, DURAN®. La distribuzione uniforme dello spessore delle pareti rende questi palloni ideali per applicazioni di riscaldamento e distillazione. Conformi ai requisiti ASTM D86 e DIN EN ISO 3405 per la distillazione dei prodotti petroliferi. Il raccordo laterale ha una lunghezza di 100 mm ed un diametro rispettivamente di 6 e 7 mm. Entrambi i palloni sono prodotti in vetro borosilicato 3.3 idroliticamente resistente.



Code	Description	Packaging
LLG09030124	Palloni Engler 100 ml, con bordo, laterale Ø6x100 mm, Ø66 mm, h 215 mm	1 pz.
LLG07022192	Flask per distillazione, Engler, DURAN, ASTM D	1 pz.
LLG09030129	Palloni Engler 150 ml, con bordo, laterale Ø6x100 mm, Ø73 mm, h 223 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

