



Tappi a vite GL 45 con supporto per sonda temperatura, DURAN

Tappi a vite GL 45 con supporto per sonda temperatura, DURAN®. Il supporto per la sonda temperatura DURAN® GL 45 consiste in un supporto in acciaio inossidabile inserito in modo permanente all'interno di un tappo blu GL 45 in polipropilene DURAN®. Il supporto accetterà le sonde in metallo per misurare la temperatura da 6.0 mm che sono comunemente usate nelle autoclavi e negli sterilizzatori da laboratorio.

Applicazioni


- Cicli routinari di sterilizzazione / autoclave
- Test penetrazione al calore in Camere caricate durante Performing

Qualification (PQ)

- Test performance dopo manutenzione o riparazione di un'autoclave

Caratteristiche

- Utilizzabile con bottiglie da laboratorio originali DURAN® GL 45 (1000 ml o minore)
- La profondità della sonda può essere regolata per adattarsi alle misure della bottiglia
- Ferrula regolabile adatta per sonde con diametro 6 mm
- Codice di rintracciabilità per tracciabilità del prodotto e scarico del certificato
- Facile posizionamento del sensore al centro della bottiglia



Code	Description	Packaging
LLG09072178	Tappi a vite GL 45 con supporto per sonda temperatura, DURAN	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

