

**Tappo di collegamento tubi HT (High Temp)****BOLA**

Tappo di collegamento tubi HT (High Temp). In PPS (solfuro di polifenile) rinforzati con fibra di vetro con particolare resistenza a sollecitazioni meccaniche a temperature fino +250°C. La profonda zigrinatura permette una presa sicura per una facile chiusura / apertura.



Code	Description	Packaging
LLG09209115	Tappi di collegamento tubi flessibili HT, per 14 GL, Ø foro 9 mm	1 pz.
LLG09209119	Tappi di collegamento tubi flessibili HT, per 18 GL, Ø foro 11 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG09209126	Tappi di collegamento tubi flessibili HT, per 25 GL, Ø foro 15 mm	1 pz.
LLG09209133	Tappi di collegamento tubi flessibili HT, per 32 GL, Ø foro 20 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz.
LLG09209136	Tappi di collegamento tubi flessibili HT, per 45 GL, Ø foro 34 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

