



Bagni a circolazione, CORIO C con vasca in acciaio inossidabile

Bagni a circolazione, CORIO C con vasca in acciaio inossidabile. Bagni riscaldanti a circolazione a vasca aperta CORIO C per applicazioni interne di temperatura con vasca in acciaio inossidabile per temperature di lavoro da +20 °C a +100 °C, set completo con vasca.

- Per applicazioni interne
- Display luminoso, bianco, di facile lettura
- Silenziosi
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile
- Vite di scarico integrata (tranne per B5)
- Range temperatura di lavoro +20 ... +100 °C
- Stabilità temperatura ± 0.03 °C
- Capacità riscaldante 2 kW
- Portata 6 L/min
- Pressione 0.1 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657989	Bagni a circolazione CORIO C-B5, 3.5-5 L, apertura 150x150mm, prof.150mm	1 pz.
LLG04657990	Bagni a circolazione CORIO C-B13, 9-13 L, apertura 300x180mm, prof.150mm	1 pz.
LLG04657991	Bagni a circolazione CORIO C-B17, 13-17 L, apertura 300x180mm, prof.200mm	1 pz.
LLG04657992	Bagni a circolazione CORIO C-B19, 14-19 L, apertura 300x350mm, prof.150mm	1 pz.
LLG04657993	Bagni a circolazione CORIO C-B27, 17-27 L, apertura 300x350mm, prof.20mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

