

**Bagni a circolazione, CORIO CD****JULABO**

Bagni a circolazione, CORIO CD. Bagni riscaldanti aperti a circolazione CORIO CD per applicazioni interne ed esterne di temperatura con vasche in acciaio inossidabile, per temperature di lavoro da +20°C a +150°C. Questi bagni della nuova serie CORIO si caratterizzano per la vasca in acciaio inossidabile di alta qualità e con connessioni per la pompa.

- Per circolazione interna ed esterna
- Display luminoso, bianco, di facile lettura
- Molto silenziosi
- Possibilità di commutare la pompa tra circolazione interna ed esterna
- Connessione USB
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile
- Vite di drenaggio integrata (tranne per B5)
- Range temperatura di lavoro °C +20 ¼ +150
- Stabilità temperatura °C ± 0.03
- Capacità riscaldante kW 2
- Portata: 15 L/min
- Pressione: 0.35



Code	Description	Packaging
LLG04657997	Bagni a circolazione, CORIO CD-B5, 3.5-5 L, apertura 150x150mm, prof.150mm	1 pz.
LLG04657998	Bagni a circolazione CORIO CD-B13, 9-13L, 380x400x420mm, vasca 300x180mm	1 pezzo
LLG04657999	Bagni a circolazione, CORIO CD-B17, 13-17 L, apertura 300x180mm, prof.200mm	1 pz.
LLG04658000	Bagni a circolazione, CORIO CD-B19, 14-19 L, apertura 300x350mm, prof.150mm	1 pz.
LLG04658001	Bagni a circolazione, CORIO CD-B27, 17-27 L, apertura 300x350mm, prof.200mm	1 pz.
LLG04658003	Bagni a circolazione, CORIO CD-B39, 35-41 L, apertura 330x300mm, prof.300mm	1 pz.
LLG04658002	Bagni a circolazione, CORIO CD-B33, 26-39 L, apertura 660x320mm, prof.150mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

