



Blocchi riscaldanti per Termoagitatore per Deep weel TS-DW

Blocchi riscaldanti per termoagitatore per Deep weel TS-DW.



Code	Description	Packaging
LLG06280068	Blocchi riscaldanti, Tipo B-2A, Per 1 Axygen®deep well plate 96/2000 µl	1 pz.
LLG06280070	Blocchi riscaldanti, Tipo B-2E, Per 1 Eppendorf®deep well plate 96/1000 µl	1 pz.
LLG06280071	Blocchi riscaldanti, Tipo B-25, Per 1 Sarstedt®deep well plate 96/2200 µl	1 pz.
LLG06280072	Blocchi riscaldanti, Tipo B-2SL, Per 1 Starlab®deep well platte 96/1200 µl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

