



Cilindri graduati USP, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu

BRAND

Cilindri graduati USP, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu

DIN EN ISO 4788, marchio DE-M. Calibrati a contenere (IN). Anelli di marcatura ai volumi principali. Marchi ed iscrizioni in smalto blu ad alto contrasto. Con becco e base esagonale. Certificato USP del lotto. A richiesta, disponibili anche con certificato USP individuale.



Code	Description	Packaging
LLG06261313	Cilindri graduati USP, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 1000 ml, Grad. 10 ml, Tolleranza 3,0 ± ml, Altezza 465 mm	1 pz
LLG06261315	Cilindri USP, vetro boro 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, 100 ml, Grad. 1 ml, H 260 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09275007	Cilindri graduati USP, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 2000 ml, Grad. 20 ml, Tolleranza 6,0 ± ml, Altezza 505 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

