

**Microscopi per Scuole/Laboratori B1-220E-SP****Motic**

Microscopi per Scuole/Laboratori B1-220E-SP.

Qualità dimostrata con un nuovo design. La serie B1 copre un ampio range del lavoro quotidiano per Laboratori e Università. La Serie Elite con ottica e meccanismo migliorati consente un lavoro efficiente per molti anni.

- Tubo di osservazione Binoculare 45° / Fototubo 30°, ruotabile di 360°.
- Obiettivi a grande campo WF10X/18 mm.
- Revolver portaobiettivi quadruplo.
- Obiettivi Semi-Planari SP 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil.
- Sistema coassiale di messa a fuoco fine e grossolano con regolazione della tensione.
- Tavolino meccanico senza rack inserito in posizione bassa.
- Condensatore di Abbe focheggiabile 1.25 N.A. con diaframma a iride.
- Illuminazione a LED 3 W con controllo intensità.
- Alimentazione 100-240 V.
- Copertina antipolvere ed olio immersione.



Code	Description	Packaging
LLG06284968	Microscopio binoculare B1-220E-SP	1 pz
LLG06284969	Microscopio per scuole/laboratori B1-223E-SP, trinoculare	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

