




Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in vetro

BRAND

Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in vetro

Tutti i matracci volumetrici Blaubrand® sono forniti con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso per confezione. Su richiesta, sono disponibili anche con certificati individuali o con il certificato di calibrazione DAkKS.

- DIN EN ISO 1042
- Marcatura DE-M
- Marcatura ad anello e iscrizioni in smalto blu ad alto contrasto
- Calibrati per contenere (IN)



Code	Description	Packaging
LLG07018543	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in vetro, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ± 0.4 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS24/29	1 pz
LLG07018544	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in vetro, Volume nominale 2000 ml, Tolleranza ± 0.6 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG07018545	Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in vetro, Volume nominale 5000 ml, Tolleranza ± 1.2 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS34/35	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

