



Microprovette per PCR in strip di 8-/12- con striscia di tappi staccabile, PP autoclavabile

BRAND

**Microprovette per PCR in strip di 8-/12- con striscia di tappi staccabile, PP autoclavabile**

BRAND ha espanso in modo significativo il proprio range di prodotti monouso a pareti extra-sottili, che sono stati sviluppati specialmente per soddisfare le richieste di applicazioni in PCR.

**Caratteristiche qualitative**

- Adatti per l'impiego nei comuni termociclatori
- In PP, spessore delle pareti uniforme ed extra-sottile, per un ottimo e rapido scambio termico e cicli brevi
- Piastre PCR a 96 pozzetti con codice alfanumerico blu e marcatura angolo tagliato
- Coperchi piatti altamente trasparenti ottimali per qPCR
- Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
- Esenti da RNasi, DNasi e DNA.
- qPCR: prodotti che sono adatti per PCR Real Time

**I prodotti per pCR bianchi offrono risultati significativamente migliori per qPCR e sono specialmente raccomandati da molti produttori di termociclatori.**

**Con tappi separati. Strip da 8 o 12 microprovette da 0,2 ml. I tappi bombati (fornibili separatamente) sono anch'essi disponibili in strisce da 8 o 12. Questi assicurano una chiusura ermetica durante l'intero ciclo PCR ed evitano così le contaminazioni del campione. Ultra-sottili e consistenti pareti delle microprovette per un ottimo scambio termico lungo l'intera superficie esterna delle provette stesse. prodotte in polipropilene puro, vergine, esenti da RNase-, DNase- e DNA. Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285.**

**Altri colori su richiesta.**



Code	Description	Packaging
LLG04007894	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, con tappo piatto separato, incolore	250 pz
LLG04007895	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, con tappo cupola separato, incolore	250 pz
LLG06230345	Strip da 8 tappi per PCR, piatto, Colore incolore	125 pz
LLG06320102	Microprovette per PCR in strip da 12, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, incolore	80 pz
LLG06324410	Strip da 12 tappi per PCR, a cupola, incolore	80 pz
LLG07654202	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, Colore chiaro, senza tappi	125 pz
LLG09409374	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, incolore	125 pz
LLG09409375	Strip da 8 tappi per PCR, a cupola, incolore	125 pz
LLG09409620	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore rosa	125 pz
LLG09409621	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore giallo	125 pz
LLG09409622	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore verde	125 pz
LLG09409623	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore blu	125 pz
LLG09409624	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore rosa	125 pz
LLG09409625	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore giallo	125 pz
LLG09409626	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore verde	125 pz
LLG09409627	Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore blu	125 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

