



Microprovette per PCR in strip di 8-/12- con striscia di tappi staccabile, PP autoclavabile

BRAND

Microprovette per PCR in strip di 8-/12- con striscia di tappi staccabile, PP autoclavabile

BRAND ha espanso in modo significativo il proprio range di prodotti monouso a pareti extra-sottili, che sono stati sviluppati specialmente per soddisfare le richieste di applicazioni in PCR.

Caratteristiche qualitative

- Adatti per l'impiego nei comuni termociclatori
- In PP, spessore delle pareti uniforme ed extra-sottile, per un ottimo e rapido scambio termico e cicli brevi
- Piastre PCR a 96 pozzetti con codice alfanumerico blu e marcatura angolo tagliato
- Coperchi piatti altamente trasparenti ottimali per qPCR
- Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
- Esenti da RNasi, DNasi e DNA.
- qPCR: prodotti che sono adatti per PCR Real Time

I prodotti per pCR bianchi offrono risultati significativamente migliori per qPCR e sono specialmente raccomandati da molti produttori di termociclatori.

Con tappi separati. Strip da 8 o 12 microprovette da 0,2 ml. I tappi bombati (fornibili separatamente) sono anch'essi disponibili in strisce da 8 o 12. Questi assicurano una chiusura ermetica durante l'intero ciclo PCR ed evitano così le contaminazioni del campione. Ultra-sottili e consistenti pareti delle microprovette per un ottimo scambio termico lungo l'intera superficie esterna delle provette stesse. prodotte in polipropilene puro, vergine, esenti da RNase-, DNase- e DNA. Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285.

Altri colori su richiesta.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04007894 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, con tappo piatto separato, incolore | 250 pz |
| LLG04007895 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, con tappo cupola separato, incolore | 250 pz |
| LLG06230345 | Strip da 8 tappi per PCR, piatto, Colore incolore | 125 pz |
| LLG06320102 | Microprovette per PCR in strip da 12, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, incolore | 80 pz |
| LLG06324410 | Strip da 12 tappi per PCR, a cupola, incolore | 80 pz |
| LLG07654202 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, Colore chiaro, senza tappi | 125 pz |
| LLG09409374 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, incolore | 125 pz |
| LLG09409375 | Strip da 8 tappi per PCR, a cupola, incolore | 125 pz |
| LLG09409620 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore rosa | 125 pz |
| LLG09409621 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore giallo | 125 pz |
| LLG09409622 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore verde | 125 pz |
| LLG09409623 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, senza tappi, Colore blu | 125 pz |
| LLG09409624 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore rosa | 125 pz |
| LLG09409625 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore giallo | 125 pz |
| LLG09409626 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore verde | 125 pz |
| LLG09409627 | Microprovette per PCR in strip da 8, PP autoclavabile, Volume 0.2 ml, a cupola, Colore blu | 125 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

