



Incubatori refrigerati IMP

Incubatori refrigerati IMP.

- Ottima uniformità e stabilità di temperatura per mantenere i campioni in ambiente sicuro
- Schiuma isolante in poliuretano esente da CFC/HFC per prestazioni eccezionali di temperatura e prevenzione della condensa
- Funzione timer sofisticata con modalità settimanale / quotidiana o in tempo reale
- Funzione di programmazione intuitiva per la rampa di temperatura definita, immersione / raffreddamento e dimora: memorizza fino a 10 programmi con 10 step di temperatura, programma di loop e modalità di selezione alla fine del ciclo
- Interruttore di sovratemperatura regolabile per protocolli che richiedono l'impostazione della sovratemperatura per protezione (classe 2 secondo la norma DIN12880)
- La velocità della ventola si adatta automaticamente per ottenere prestazioni ottimali sulla temperatura

Caratteristiche

- Range temperatura: da +5 °C a +70 °C
- Uniformità temperatura: ± 0.3 °C (at +25 °C) e stabilità, ± 0.1 °C
- Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06284917	Incubatori refrigerati IMP180, 180 litri, esterne 640x738x920 mm	1 pz.
LLG06284918	Incubatori refrigerati IMP400, 400 litri, esterne(LxPxH) 778x770x1545 mm	1 pz.
LLG06287660	Incubatori refrigerati IMP180, 180 litri, esterne(LxPxH) 640x738x920 mm	1 pz.
LLG06287661	Incubatori refrigerati IMP400, 400 litri, esterne(LxPxH) 778x770x1545 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

