

**Incubatore CO2 GOLD 14 litri****GS Biotech**

Incubatore CO<sub>2</sub> GOLD ,14 litri. Dimensioni ridotte, ideale per piccoli laboratori o uso riservato.

**Caratteristiche**

- Ottimale ambiente interno alla camera, profilo di riscaldamento gentile, nessun ventilatore né filtro HEPA.
- Camera priva di giunzioni, con angoli interni per facilitare la pulizia.
- Ripiani rimovibili.
- Porta interna in vetro per ispezionare il contenuto..
- Intervallo CO<sub>2</sub> programmabile da 0,2 a 20 %.
- Intervallo temperatura programmabile da 4 °C sopra la temperatura ambiente a 50 °C.
- Sensore CO<sub>2</sub> infrarosso, con funzione di auto-calibrazione.
- Ampio display LCD retroilluminato a LED.
- Recipiente di raccolta umidità in acciaio inox, rimovibile, senza giunture.
- Porta da 25 mm per passaggio cavi etc.
- Filtrazione HEPA per tutti i gas in ingresso.
- Ampia disponibilità di accessori che garantisce la flessibilità di configurazione.
- Controllo ossigeno (opzionale): 1-19%.Consiste nell'iniezione di azoto per il controllo del livello di ossigeno.



Code	Description	Packaging
FB814G230	Incubatore CO2 GOLD 14 litri	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

