

**Incubatore CO2 GOLD HT 220 litri****RS Biotech**

Incubatore CO2 GOLD HT, volume: 220 litri. Ideale per laboratori di grandi dimensioni.

**Caratteristiche standard:**

- Ambiente ottimale all'interno della camera. Riscaldamento creato da circolazione gentile dell'aria: nessun ventilatore o filtro HEPA.
- Camera prima di giunture, con angoli interni arrotondati: operazioni di pulizia facilitate.
- Ripiani rimovibili, senza punta.
- Porta interna in vetro sigillata: permette di visionare l'interno della camera senza compromettere le condizioni ambientali.
- Intervallo di CO<sub>2</sub> programmabile da 0.2 a 20 %.
- Intervallo di temperature programmabile da 4 °C sopra la temperatura ambiente a 50 °C.
- Sensore di CO<sub>2</sub> all'infrarosso, con funzione auto-referenziale.
- Display LCD largo e di facile lettura, con retroilluminazione LED.
- Vaschetta di raccolta dell'umidità rimovibile, senza giunzioni, in acciaio inox.
- Porta di accesso da 25 mm.
- Filtrazione HEPA per tutti i gas in ingresso.
- Numerose opzioni permettono di configurare l'incubatore nel modo più adatto alle proprie necessità.
- 3 anni di garanzia (estendibile).
- Ripiano: 4, dimensioni ripiano: 605 (largh.) x 470 (prof.) mm.
- Dim. camera: 630(L) x 490(p) x 685(H) mm.
- Dim. esterne: 760(L) x 625(p) x 880(H) mm.
- Peso: 78 kg.

**Opzioni configurabili:**

Ciclo di decontaminazione ad alta temperatura

La temperatura interna viene portata a 120°C e mantenuta per 4 ore. Occorre poi attendere il naturale raffreddamento prima di ricominciare le normali funzioni.

Opzione 4 porte interne



4 porte interne permettono di mantenere le condizioni della camera anche quando è necessario un frequente accesso.

Controllo dell'ossigeno

2 opzioni disponibili: 1-19% e 0.1-19%.

Entrambi consistono nella regolazione del livello di ossigeno, al di sotto di quello ambientale, mediante l'iniezione di azoto.

Allarme vassoio umidità

Un sensore ottico di livello è un'opzione che permette il livello dell'acqua nel vassoio per l'umidità, in caso di livello problematico viene innescato un allarme sonoro.

Code	Description	Packaging
FB8220LGOLDHT	Incubatore CO2 GOLD HT, 220 litri	1 pz



## Accessories

Code	Description	Packaging
FB82201060	Stand per due incubatori 220 litri	
FB82206490	Base d'appoggio per incubatore 220 litri	
FB8220G011	Sensore O2 (1-19%)	
FB8220G031	Sensore O2 (0.1-19%)	



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

