



Frigorifero Porta Vetro MPRR, 2 temperature

Evermed

Frigorifero medico e farmaceutico, con porta in vetro MPRR, 2 scomparti a differente temperatura.

- **Struttura:** di tipo verticale, costruita in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico sia all'interno che all'esterno. la cella di stoccaggio è suddivisa verticalmente in 2 scomparti completamente indipendenti e isolati tra di loro. Gli angoli delle celle di stoccaggio sono arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia, ognuno dei fondi è a vasca per contenerne eventuali liquidi.

- **Isolamento:** in poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m³). Senza CFC e HCFC.

- **Porte a vetro:** incernierate, dotate di guarnizione perimetrale, di tipo magnetico, a garanzia di una perfetta tenuta, dispongono di un meccanismo di chiusura con ritorno automatico a molla, blocco apertura ai 90°.

- **Dotazione interna:** ripiani, realizzati in filo d'acciaio.

- **Illuminazione interna:** con tubi LED.

- **Pannello di controllo :** Nr 2, uno per scomparto, completamente indipendenti tra loro, posizionati nella parte superiore della struttura (mascherina comandi), funzionanti a microprocessore con 6 pulsanti a membrana e display a LED, sovrintendono a tutte le funzioni dell'apparecchio.

- **Pannello di controllo xPRO:** Nr 2, uno per scomparto, completamente indipendenti tra loro, posizionati sopra alle porte (mascherina comandi), funzionanti a microprocessore con pulsanti capacitivi touch e display a colori. Il pannello di controllo sovrintende a tutte le funzioni dell'apparecchio attraverso l'interfaccia utente EEN (EVERmed Easy Navigation), che presenta icone e messaggi scritti per una intuitiva interattività macchina-utente, consentendo una semplice regolazione e controllo di tutte le funzionalità e stati di funzionamento dell'apparecchio. Il pannello di controllo è funzionante a batteria in modo da poter mantenere attive le funzioni di



visualizzazione e segnalazioni allarme anche in caso di mancanza tensione.

- **Unità refrigerante:** Nr 2, una per scomparto, con componenti tipo industriale a garanzia della massima affidabilità.
- **Gas refrigerante:** senza CFC.
- **Tipo di refrigerazione:** ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della cella di stoccaggio.
- **Sbrinamento:** completamente automatico, con interventi pre-programmati dal teletermostato.
- **Temperatura:**
 - SCOMPARTO FRIGORIFERO 1 : regolabile nel range +2°C / +15°C
 - SCOMPARTO FRIGORIFERO 2 : regolabile nel range +2°C / +15°C
- **Voltaggio (V/ph/Hz):** 230 / 1 / 50
- **Spina:** Schuko.

Code	Description	Packaging
AIC600A	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 260W	1 pz
AIC601B	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 260W xPRO	1 pz
AID700A	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 370W	1 pz
AID701B	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 370W xPRO	1 pz



Code	Description	Packaging
AIF300A	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 530W	1 pz
AIF301B	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 530W xPRO	1 pz
AIG250A	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 625W	1 pz
AIG251B	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 625W xPRO	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

