



Congelatore Orizzontale LCDF

La gamma di congelatori orizzontali per laboratorio LCDF è l'alternativa ideale per la conservazione di campioni e materiali termosensibili fino ad una temperatura minima di -45°C .

Scopri la serie di congelatori orizzontali per laboratorio LCDF per una soluzione di conservazione affidabile.

Grazie alla loro struttura robusta, al coperchio isolato e alla refrigerazione statica, i nostri LCDF offrono un ambiente controllato e garantiscono una stabilità di temperatura indispensabile per la conservazione delle risorse scientifiche più preziose.

La gamma LCDF dispone di cinque modelli che variano in capacità da 120 a 460 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Realizzati con materiali di alta qualità, in lamiera d'acciaio plastificata bianca per la struttura interna ed esterna, i nostri LCDF sono dotati di coperchio isolato con cerniere di sicurezza controbilanciate e una chiusura ermetica. Il coperchio stesso è dotato di una serratura a chiave per garantire la protezione di quanto conservato.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: MINI completo ed essenziale e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.



Code	Description	Packaging
BBB200	Congelatore orizzontale LCDF 120 W MINI, bianco, temp. -20 / -45°C, 120 litri, dim. 730 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBB201T	Congelatore orizzontale LCDF 120 W ADVANCED, bianco, temp. -20 / -45°C, 120 litri, dim. 1010 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBC200	Congelatore orizzontale LCDF 220 W MINI, bianco, temp. -20 / -45°C, 220 litri, dim. 1060 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBC201T	Congelatore orizzontale LCDF 220 W ADVANCED, bianco, temp. -20 / -45°C, 220 litri, dim. 1340 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBD200	Congelatore orizzontale LCDF 320 W MINI, bianco, temp. -20 / -45°C, 320 litri, dim. 1310 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBD201T	Congelatore orizzontale LCDF 320 W ADVANCED, bianco, temp. -20 / -45°C, 320 litri, dim. 1590 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBD900	Congelatore orizzontale LCDF 390 W MINI, bianco, temp. -20 / -45°C, 390 litri, dim. 1510 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBD901T	Congelatore orizzontale LCDF 390 W ADVANCED, bianco, temp. -20 / -45°C, 390 litri, dim. 1790 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBE600	Congelatore orizzontale LCDF 460 W MINI, bianco, temp. -20 / -45°C, 460 litri, dim. 1710 x 730 x 870 mm	1 pz.
BBE601T	Congelatore orizzontale LCDF 460 W ADVANCED, bianco, temp. -20 / -45°C, 460 litri, dim. 1990 x 730 x 870 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

