

**Frigo-congelatore combinato LCRF****Evermed**

Questi frigo-congelatori combinati per laboratorio LCRF sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come vaccini, reagenti e campioni biologici che richiedono temperature diverse in un unico armadio.

Questi frigo-congelatori combinati per laboratorio LCRF sono disponibili in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico o in acciaio INOX per una finitura di alta qualità (a seconda dei modelli).

La gamma di frigo-congelatori combinati per laboratorio LCRF dispone di 5 modelli diversi (ognuno diviso in due scomparti di pari volume) che variano in capacità da 260 a 1365 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanic ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di preziosi campioni e materiali altamente termosensibili.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura. Inoltre, è possibile combinare ripiani, cassette e cestelli per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione interna con lampada LED dei nostri frigo-congelatori combinati per laboratorio LCRF offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale (uno per ogni scomparto): LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LCRF si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.



Code	Description	Packaging
AKC600L	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 260 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (L): 150+150/130+130 - Dim. (LxPxH cm): 53x68x192	1 pz.
AKC601T	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 260 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (L): 150+150/130+130 - Dim. (LxPxH cm): 53x68x193	1 pz.
AKD700L	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 370 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (L): 200+200/180+180 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AKD701T	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 370 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (L): 200+200/180+180 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AKF300L	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 530 W LITE, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (L): 300+300/265+265 - Dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AKF301T	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 530 W ADV, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (L): 300+300/265+265 - Dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AKG252L	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 625 S LITE, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (L): 350+350/300+300 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AKG253T	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 625 S ADV, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (L): 350+350/300+300 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AKN652L	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 1365 S LITE, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 700+700/625+625 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
AKN653T	FRIGO/CONGELATORE COMBINATO LCRF 1365 S ADV, temp. regolabile 0 / +15°C e -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 700+700/625+625 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

