

**Congelatore per laboratorio LF, bianco****Evermed**

I congelatori per laboratorio LF sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come campioni biologici fino ad una temperatura di -25°C.

I nostri per laboratorio LF sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma di congelatori per laboratorio LF dispone di 10 modelli diversi che variano in capacità da 130 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio a partire dalla soluzione sottobanco fino alle 3 porte affiancate.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di preziosi campioni e materiali altamente termosensibili.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione interna dei nostri congelatori per laboratorio LF offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione ottimale e uniforme del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una



gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LF si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AEB300L	CONGELATORE LF 130 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 150/130 - Dim. (LxPxH cm): 53x68x84	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEB301T	CONGELATORE LF 130 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 150/140 - Dim. (LxPxH cm): 60x62x94	1 pz.
AEC700L	CONGELATORE LF 270 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x164	1 pz.
AEC701T	CONGELATORE LF 270 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x164	1 pz.
AED700L	CONGELATORE LF 370 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AED701T	CONGELATORE LF 370 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AEE400L	CONGELATORE LF 440 W LITE, Temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x192	1 pz.
AEE401T	CONGELATORE LF 440 W ADV, Temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x192	1 pz.
AEF300L	CONGELATORE LF 530 W LITE, Temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.
AEF301T	CONGELATORE LF 530 W ADV, Temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.

Code	Description	Packaging
AEG250L	CONGELATORE LF 625 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AEG251T	CONGELATORE LF 625 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AEJ250L	CONGELATORE LF 925 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x192	1 pz.
AEJ251T	CONGELATORE LF 925 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x192	1 pz.
AEL600L	CONGELATORE LF 1160 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x210	1 pz.
AEL601T	CONGELATORE LF 1160 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x210	1 pz.
AEN650L	CONGELATORE LF 1365 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.
AEN651T	CONGELATORE LF 1365 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.
AEV000L	CONGELATORE LF 2100 W LITE, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEV001T	CONGELATORE LF 2100 W ADV, temp. regolabile -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x210	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

