

**Frigorifero da laboratorio LR, 300-800 litri****Evermed**

I frigoriferi per laboratorio con porta cieca LR sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come vaccini, reagenti e campioni biologici.

I frigoriferi LR sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma LR dispone di 10 modelli diversi che variano in capacità da 130 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio a partire dalla soluzione sottobanco fino alle 3 porte affiancate.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretana ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di preziosi campioni e materiali altamente termosensibili.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura. Inoltre, è possibile combinare ripiani, cassetti e cestelli (disponibili a seconda dei modelli) per ottimizzare al meglio l'organizzazione di quanto conservato.

L'illuminazione interna con lampada LED dei nostri LR offre una visibilità chiara del contenuto, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica. L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.



Code	Description	Packaging
ABD700L	FRIGORIFERO LR 370 W LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
ABD701T	FRIGORIFERO LR 370 W ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
ABD702L	FRIGORIFERO LR 370 S LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
ABD703T	FRIGORIFERO LR 370 S ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 400/370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
ABE400L	FRIGORIFERO LR 440 W LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
ABE401T	FRIGORIFERO LR 440 W ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
ABE402L	FRIGORIFERO LR 440 S LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
ABE403T	FRIGORIFERO LR 440 S ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 470/440 - Dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
ABF300L	FRIGORIFERO LR 530 W LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.



Code	Description	Packaging
ABF301T	FRIGORIFERO LR 530 W ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
ABF302L	FRIGORIFERO LR 530 S LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
ABF303T	FRIGORIFERO LR 530 S ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 600/530 - Dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
ABG250L	FRIGORIFERO LR 625 W LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
ABG251T	FRIGORIFERO LR 625 W ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
ABG252L	FRIGORIFERO LR 625 S LITE, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
ABG253T	FRIGORIFERO LR 625 S ADV, Temp. regolabile 0 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 700/625 - Dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

