

**Frigorifero con porta a vetro MPR, 100-300 litri****Evermed**

I frigoriferi con porta a vetro per uso medicale e farmaceutico MPR sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici.

I frigoriferi MPR sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma MPR dispone di 11 modelli diversi che variano in capacità da 110 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio a partire dalle soluzioni da banco e sottobanco fino alle 3 porte affiancate.

Le porte sono dotate di vetro triplo cristallo che offre una barriera isolante per mantenere una temperatura uniforme all'interno. La maniglia a tutta altezza rende l'apertura e la chiusura delle porte comode e senza sforzo.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura. Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione a LED all'interno degli apparecchi offre una visibilità ideale, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti nonché una sanificazione dell'aria grazie ai raggi UVA inclusi. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di punti di disomogeneità termica.

Per una facile gestione delle operazioni di manutenzione i nostri MPR sono dotati di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa. Ciò riduce l'accumulo di ghiaccio e garantisce un funzionamento efficiente e senza interruzioni.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri MPR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.



Code	Description	Packaging
AAB106L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 110V W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e in acciaio INOX 18/10 AISI 304 all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 115/110 - dim. (LxPxH cm): 62x66x84	1 pz.
AAB107T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 10V W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e in acciaio INOX 18/10 AISI 304 all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 115/110 - dim. (LxPxH cm): 62x66x84	1 pz.
AAB300L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 130 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x85	1 pz.
AAB301T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 130 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x85	1 pz.
AAB302L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 130 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x85	1 pz.
AAB303T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 130 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x85	1 pz.
AAC700L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 270 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x165	1 pz.
AAC701T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 270 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x165	1 pz.
AAC702L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 270 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x165	1 pz.



Code	Description	Packaging
AAC703T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 270 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x165	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

