

**Frigorifero con porta a vetro MPR, 300-800 litri****Evermed**

I frigoriferi con porta a vetro per uso medicale e farmaceutico MPR sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici.

I frigoriferi MPR sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma MPR dispone di 11 modelli diversi che variano in capacità da 110 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio a partire dalle soluzioni da banco e sottobanco fino alle 3 porte affiancate.

Le porte sono dotate di vetro triplo cristallo che offre una barriera isolante per mantenere una temperatura uniforme all'interno. La maniglia a tutta altezza rende l'apertura e la chiusura delle porte comode e senza sforzo.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione a LED all'interno degli apparecchi offre una visibilità ideale, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti nonché una sanificazione dell'aria grazie ai raggi UVA inclusi. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di punti di disomogeneità termica.

Per una facile gestione delle operazioni di manutenzione i nostri MPR sono dotati di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa. Ciò riduce l'accumulo di ghiaccio e garantisce un funzionamento efficiente e senza interruzioni.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a



colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri MPR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AAD700L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 370 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 400/370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.



Code	Description	Packaging
AAD701T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 370 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 400/370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
AAD702L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 370 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 400/370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
AAD703T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 370 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 400/ 370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x203	1 pz.
AAE400L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 440 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
AAE401T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 440 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
AAE402L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 440 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
AAE403T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 440 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x193	1 pz.
AAF300L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 530 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AAF301T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 530 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AAF302L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 530 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.



Code	Description	Packaging
AAF303T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 530 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AAG250L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 625 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AAG251T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 625 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AAG252L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 625 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AAG253T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 625 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

