

**Frigorifero con porta a vetro MPR, 800-2300 litri****Evermed**

I frigoriferi con porta a vetro per uso medico e farmaceutico MPR sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come farmaci, vaccini, reagenti e campioni biologici.

I frigoriferi MPR sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma MPR dispone di 11 modelli diversi che variano in capacità da 110 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio a partire dalle soluzioni da banco e sottobanco fino alle 3 porte affiancate.

Le porte sono dotate di vetro triplo cristallo che offre una barriera isolante per mantenere una temperatura uniforme all'interno. La maniglia a tutta altezza rende l'apertura e la chiusura delle porte comode e senza sforzo.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione a LED all'interno degli apparecchi offre una visibilità ideale, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti nonché una sanificazione dell'aria grazie ai raggi UVA inclusi. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di punti di disomogeneità termica.

Per una facile gestione delle operazioni di manutenzione i nostri MPR sono dotati di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa. Ciò riduce l'accumulo di ghiaccio e garantisce un funzionamento efficiente e senza interruzioni.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a



colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri MPR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AAJ250L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 925 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x193	1 pz.



Code	Description	Packaging
AAJ251T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 925 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x193	1 pz.
AAJ252L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 925 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x193	1 pz.
AAJ253T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 925 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - Dim. (LxPxH cm): 120x70x193	1 pz.
AAL600L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1160 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AAL601T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1160 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AAL602L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1160 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AAL603T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1160 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AAN650L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1365 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AAN651T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1365 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AAN652L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1365 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.



Code	Description	Packaging
AAN653T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 1365 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AAV000L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 2100 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x211	1 pz.
AAV001T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 2100 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x211	1 pz.
AAV002L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 2100 S LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x211	1 pz.
AAV003T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPR 2100 S ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 2300/2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x82x211	1 pz.

