

**Frigorifero combinato con porta a vetro MPRR****Evermed**

I frigoriferi combinati per uso medico e farmaceutico MPRR con porta vetrata sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come vaccini, reagenti e campioni biologici che richiedono temperature diverse in un unico armadio.

I frigoriferi combinati per uso medico e farmaceutico MPRR sono disponibili in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico.

La gamma di frigoriferi per uso medico e farmaceutico a doppia temperatura MPRR dispone di 4 modelli diversi (ognuno diviso in due scomparti di pari volume) che variano in capacità da 260 a 625 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte sono dotate di vetro triplo cristallo, che offre una barriera isolante per mantenere una temperatura uniforme all'interno. La maniglia a tutta altezza rende l'apertura e la chiusura delle porte comode e senza sforzo.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani, cassette e cestelli per ottimizzare al meglio l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione a LED all'interno di ogni scomparto offre una visibilità ottimale, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti nonché una sanificazione dell'aria grazie ai raggi UVA inclusi. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di puntidismogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale (uno per ogni scomparto): LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza



tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.
Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri MPRR si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AIC600L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 260 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 150+150/130+130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x160	1 pz.



Code	Description	Packaging
AIC601T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 260 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 150+150/130+130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x160	1 pz.
AID700L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 370 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 200+200/180+180 - dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AID701T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 370 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 200+200/180+180 - dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
AIF300L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 530 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300+300/265+265 - dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AIF301T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 530 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 300+300/265+265 - dim. (LxPxH cm): 75x74x212	1 pz.
AIG250L	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 625 W LITE, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 350+350/315+315 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AIG251T	FRIGORIFERO PORTA VETRO MPRR 625 W ADV, temp. regolabile +2/+15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno ed all'interno - Cap. lorda/netta (litri): 350+350/315+315 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

