

**FRIGO-CONGELATORE PORTATILE PRF****Evermed**

I frigoriferi/congelatori portatili della serie PRF di Evermed rappresentano la soluzione ideale per il settore farmaceutico e medico, garantendo la conservazione sicura e affidabile dei campioni in qualsiasi situazione. Realizzati con materiali di prima qualità, questi frigoriferi/congelatori sono dotati di un guscio esterno resistente agli urti in materiale plastico e un rivestimento interno in alluminio che garantisce un'isolazione termica ottimale. Il controllo elettronico-digitale della temperatura vi permette di mantenere la precisione nelle impostazioni, assicurando che i vostri campioni siano conservati alle condizioni desiderate.

L'illuminazione interna facilita l'accesso e la gestione dei campioni anche in ambienti scarsamente illuminati. La versatilità è un elemento chiave di questa serie, con supporto per voltaggi da 12/24V a 110-230V/50-60Hz, il che significa che questi dispositivi possono essere utilizzati ovunque vi troviate.

La refrigerazione statica a compressore assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno del frigorifero/congelatore, proteggendo i campioni da sbalzi di temperatura. Sia che siate in viaggio, in campo o in un laboratorio, la serie PRF vi offre la tranquillità di sapere che i vostri campioni sono al sicuro e al fresco.



Code	Description	Packaging
DAA120	Frigo/Congelatore portatile PRF 12, temp. +10°C / -18°C, refrigerazione statica, cap. 12 litri, dimensioni esterne (L x P x H mm) 570 x 240 x 380, spessore isolamento (mm) 35	1 pz.
DAA200	Frigo/Congelatore portatile PRF 20, temp. +10°C / -18°C, refrigerazione statica, cap. 20 litri, dimensioni esterne (L x P x H mm) 660 x 290 x 430, spessore isolamento (mm) 35	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

