

**Frigoconcelatore portatile EPRF C****Evermed**

La serie EPRF-C di Evermed è composta da frigoriferi/congelatori portatili, progettati per il settore farmaceutico e medico. Garantiscono la massima affidabilità nella conservazione e nel trasporto dei campioni più delicati.

I frigoriferi/congelatori portatili della serie EPRF-C uniscono una robusta costruzione esterna in materiale plastico anti-urto a un rivestimento interno in alluminio, fornendo la protezione e l'isolamento termico necessari per mantenere i campioni al sicuro in qualsiasi situazione. Con quattro modelli tra cui scegliere e capacità da 22 a 82 litri, troverete la soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche. Il controllo elettronico-digitale della temperatura offre la precisione necessaria per mantenere i campioni alle condizioni desiderate, con un allarme acustico e visivo per garantire il monitoraggio costante.

La flessibilità è un elemento chiave in questa serie, con la possibilità di scegliere tra range di temperatura per frigo e freezer, per adattarsi alle esigenze dei vostri campioni. I frigoriferi/congelatori EPRF-C sono in grado di funzionare su voltaggi da 12/24V a 110-230V/50-60Hz, rendendo possibile l'utilizzo ovunque vi troviate.

Grazie alla refrigerazione statica a compressore, questi dispositivi assicurano una distribuzione uniforme del freddo all'interno del frigorifero/congelatore, proteggendo i campioni da sbalzi di temperatura. La serie EPRF-C di Evermed è la scelta ideale per mantenere i vostri campioni in condizioni ottimali, ovunque vi portino le vostre attività mediche o farmaceutiche.



Code	Description	Packaging
DDA223	FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 22 C MINI, temp. +10°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 22 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 380x590x480	1 pz.
DDA323	FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 32 C MINI, temp. +10°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 32 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 390x670x480	1 pz.
DDA563	FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 56 C MINI, temp. +10°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 56 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 800x500x500	1 pz.
DDA823	FRIGO/CONGELATORE PORTATILE EPRF 82 C MINI, temp. +10°C / -24°C, refrigerazione statica, cap. 82 litri, dim. esterne (LxPxH mm) 940x560x550	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

