

**Isolatore GloveFAST Aseptic****Faster**

Isolatore GloveFAST Aseptic, classe 3 ISO/FDIS 14644-7. Isolatore **in pressione positiva** con flusso laminare verticale sull'area di lavoro. Separazione fisica tra operatore e prodotto (guanti). Studiato per la **massima protezione del prodotto manipolato e l'efficace protezione del personale.**

- Struttura esterna in acciaio rivestito con vernice epossidica che garantisce resistenza alla corrosione e agli agenti chimici.
- Filtro principale H14 HEPA/ULPA con efficienza migliore di 99,995 % MPPS (EN-1822)
- Superficie di lavoro in acciaio inox AISI 316L
- Doppio motoventilatore
- Passa materiali separati per IN e OUT con un set di filtri per ingresso e ricircolazione H14 HEPA/ULPA e sistema di interblocco elettromagnetico delle porte
- Consumi energetici ridotti
- Bassa rumorosità
- Alti livelli di luminosità sull'area di lavoro grazie ad un sistema a luci LED (> 1000Lux)
- Design ergonomico: vetro di sicurezza inclinato di 7° che assicura la perfetta visibilità degli oggetti sul piano di lavoro.
- Flusso laminare reale: pannello frontale e parete posteriore hanno la stessa inclinazione: in questo modo il flusso non è rotto e la verticalità sul piano di lavoro è assicurata.
- Sistema di controllo ECS® Eco Controlling System: microprocessore innovativo che permette la gestione di tutti i principali parametri di ventilazione e filtrazione.
- Rivestimento anti-batterico Dupont™ ALESTA® basato su una soluzione di cationi Ag+ che previene la contaminazione e la proliferazione microbica
- Vassoio scorrevole in acciaio inox AISI 316 per il passaggio dei materiali
- Guanti in neoprene e manichette da 300 mm diametro in PVC, dotati di sistema O-ring per una facile sostituzione.
- Display retro-illuminato per la visualizzazioni delle condizioni operative
- Sistema di allarmi audio-visivo



Code	Description	Packaging
F000254000FE	Isolatore GloveFAST Aseptic 2-4-2, 120 cm, 2 guanti	1 pz.
F000257000FE	Isolatore GloveFAST Aseptic 2-5-4, 150 cm, 3 guanti	1 pz.
F000260000FE	Isolatore GloveFAST Aseptic 2-6-4, 180 cm, 6 guanti	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

