



Isolatore GloveFAST Cyto

Faster

Isolatore GloveFAST Cyto, Isolatore **in pressione negativa** con flusso laminare verticale sull'area di lavoro di **dimensioni compatte** e adatto alla manipolazione di citotossici. Ideale per razionalizzare l'utilizzo dello spazio in piccoli laboratori. Alti standard e performance garantite. Disponibile in 3 diverse taglie.

- Doppio motoventilatore
- Passa materiali di IN/OUT integrato nel corpo della macchina completo sia di filtro H14 HEPA/ULPA in flusso laminare che sotto il piano di lavoro per aerosol citotossici.
- Guanti in neoprene e manichette da 300 mm diametro in CSM/hypalon, dotati di sistema O-ring per una facile sostituzione.
- Struttura esterna in acciaio rivestito con vernice epossidica: resistente alla corrosione e all'aggressione chimica.
- Parete di fondo in acciaio inox AISI 304 L e superficie di lavoro in acciaio inox AISI 316L.
- Filtrazione: 5 H14 HEPA/ULPA filtri con efficienza migliore del 99,995 % MPPS (EN-1822). 4 livelli di filtrazione H14 HEPA/ULPA filtri con efficienza migliore del 99,995 % MPPS (EN-1822).
- Condizioni operative: Classe ISO 3 equivalente a ISO:EN 14644-1 e Grado A EU-cGMP.



Code	Description	Packaging
F000272A00FE	Isolatore GloveFAST Cyto 2-4-2, 120 cm, 2 guanti, 3 filtri	1 pz.
F000273A00FE	Isolatore GloveFAST Cyto 2-5-2, 150 cm, 2 guanti, 4 filtri	1 pz.
F000274A00FE	Isolatore GloveFAST Cyto 2-6-4, 180 cm, 4 guanti, 5 filtri	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

