

**Armadio per infiammabili serie 600 - 100 L di prodotti**

Labor Security System

Armadio di sicurezza per infiammabili - per lo stoccaggio di 100 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TUF.

Caratteristiche struttura:

- Costruito completamente in acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura;
- Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C, non elettrico;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità ca. 20 litri;
- Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo;
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato **Ignis-lock™** che mantiene chiuse le porte in caso di incendio;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a



cilindro;

- Piedini regolabili;
- Dim. esterne: 680x650x1985 h mm;
- Dim. interne: 517x468x1688 h mm;
- Peso: 350 kg;
- Volume interno: circa 408 litri.

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato;
- Regolabili in altezza;
- A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali

dei recipienti;

- Estraibili con blocco anticaduta;
- Capacità ca. 7 litri/cad.;
- Portata 80 kg/cad.

Code	Description	Packaging
LSSFL006CM	armadio di sicurezza AC600CM, per lo stoccaggio di 100 L di infiammabili	1 pezzo



Accessories

Code	Description	Packaging
LSSCR002	carrello con ruote per armadi serie AC1200/50M	1 pezzo
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pezzo
LSSSES006	estintore automatico	1 pezzo
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pezzo
LSSVS029	ripiano in acciaio verniciato per serie 1200	1 pezzo
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

