

**Armadio per infiammabili serie 600 - 15 L****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 15 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conforme alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 9: 90 minuti;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm ad un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento diam. 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti



infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);

- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 595x510x600/620 h mm;
- Dimensioni interne: 430x355x440 h mm;
- Peso: 140 kg;
- Volume interno: circa 67 litri.

Code	Description	Packaging
LSSFL0065CM	armadio infiammabili AC600/50CM - per 15 L prodotti - porta battente	1 pezzo
LSSFL0065CMD	armadio infiammabili AC600/50CM D - per 15 L prodotti - porta a cassettone	1 pezzo



Accessories

Code	Description	Packaging
LSSCR001	carrello con ruote per armadi serie AC600/50M	1 pezzo
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pezzo
LSSES006	estintore automatico	1 pezzo
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pezzo
LSSVS030	ripiano in acciaio verniciato per serie 600	1 pezzo
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pezzo