

**Armadio per infiammabili serie 900 - 60 L**

Labor Security System

Armadio per infiammabili - per lo stoccaggio di 6 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

**Certificazioni:**

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

**Caratteristiche struttura:**

- Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 m a un massimo di 250 m come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi";
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti



infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);

- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 900x510x600/620 h mm - ingombro massimo

profondità: 570 mm;

- Dimensioni interne: 730x355x440 mm;
- Peso: 146 kg;
- Volume interno: circa 114 litri.

Code	Description	Packaging
LSSFL0095CM	armadio infiammabili AC900/50CM - per 60 L prodotti - 2 porte a battente	1 pezzo
LSSFL0095CMD	armadio infiammabili AC900/50CM D - per 60 L prodotti - porta a cassettoni	1 pezzo



## Accessories

Code	Description	Packaging
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pezzo
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pezzo
LSSVS029	ripiano in acciaio verniciato per serie 1200	1 pezzo
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

